

### CoreLite™ Radiographiesystem für Biopsate

Bestell-Nr.	Beschreibung	Beinhaltet	VE
A4112-EU	Starterset EU	A4112-1-0001, CE-01212, CE-01201, CE-01202, CE-01203, CE-01114-F	je 1 Stück/Box
A4112-CH	Starterset CH	A4112-1-0001, CE-01212, CE-01201, CE-01202, CE-01203, CE-01114-J	je 1 Stück/Box

### CoreLite™ Garantieverlängerungen & Systeminstallation

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
CLW01	Garantieverlängerung 1 Jahr	1 Stück
CLW02	Garantieverlängerung 2 Jahre	1 Stück
CLW03	Garantieverlängerung 3 Jahre	1 Stück
CLW03PLUS	Garantieverlängerung um 1 zusätzliches Jahr nach 3 Jahren	1 Stück
CLINSTALL	CoreLite™ Probenradiographie-System Installation 1 Tag	1 Stück

### CoreLite™ optionales Zubehör & nachbestellbares Einzelzubehör

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
A4112-1-0001	CoreLite™ Probenradiographie-System	1 Stück/Box
CE-01212	Computer mit 22" Touchscreen	1 Stück/Box
CE-01201	Tischständer für Touchscreen-PC	1 Stück/Box
CE-01202	Tastatur	1 Stück/Box
CE-01203	Maus	1 Stück/Box
CE-01114-F	Stromkabel (Europe)	1 Stück/Box
CE-01114-J	Stromkabel (Schweiz)	1 Stück/Box
CE-01205-001	Barcodescanner	1 Stück/Box
CE-01206-001	Tischständer für Barcodescanner	1 Stück/Box
CLTROLLEY	Trolley für CoreLite™ System	1 Stück/Box



Deutschland:  
C. R. Bard GmbH · Wachhausstraße 6 · 76227 Karlsruhe  
t: +49.721.9445.124 · f: +49.721.9445.100

Österreich:  
Bard Medica S.A. · Rinnböckstraße 3 · 1030 Wien  
t: +43.1.49.49.130 · f: +43.1.49.49.130.30

Schweiz:  
Bard Medica S.A. · Seestrasse 64 · 8942 Oberrieden/Zürich  
t: +41.44.722.53.60 · f: +41.44.722.53.70

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

[bd.com](http://bd.com) · [crbard.com](http://crbard.com)

BD, das BD Logo und das Bard Logo sind Marken der Becton, Dickinson and Company oder der BD-Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2020 BD. Alle Rechte vorbehalten. BR0022B-D (02/2020) GSA



# CoreLite™ Radiographiesystem für Biopsate

Schnelle Überprüfung von Biopsaten am point of care.



# Liefert die gleiche hohe Qualität in kürzerer Zeit.



- **Spart Zeit** – Biopsate können innerhalb von Sekunden am point of care untersucht und verifiziert werden, was einen schnelleren Prozess ermöglicht.
- **Nahtloser Workflow** – Die Software unterstützt die Patientenerfassung mittels DICOM-Worklist aus Ihrem RIS und das Weiterleiten der Bilder an Ihr PACS.
- **Sicherheit** – Die integrierte Diagnose ermöglicht einen Selbsttest beim Systemstart und gewährleistet eine sichere Nutzung.
- **Rückverfolgung** – Die DICOM-konforme Bildgebungssoftware ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit zu Patienten und point of care.

## Merkmale & Vorzüge



# Das CoreLite™ System wird mit eigenem PC & Software geliefert.

Das System beinhaltet einen medizinischen Computer mit 22" Touchscreen, mit Windows 10 IoT Enterprise und vorkonfigurierter CoreLite™ Anwendungssoftware.

- **Hoher Patientendurchsatz**
- **Kostenreduktion**
- **Reduziert Stress und Angst**
- **Bessere Patientenversorgung**
- **Benutzerfreundlich und ready to use**



CoreLite™ Computer mit 22" Touchscreen, Tastatur und Maus



CoreLite™ Radiographiesystem inkl. Computer mit 22" Touchscreen, Tastatur, Maus und passendem Trolley

## CoreLite™ technische Daten

### Gerät & Detektor:

- Leistung 21-25 KV
- Betriebsstrom max. 1 mA
- Auflösung 10 lp/mm
- Detektorgröße 7 x 5 cm
- Max. Vergrößerung 1,25 (fix)
- AEC
- Gewicht: 30 kg
- Außenmaße: H42 x B42 x T32 cm

### Stromanschluss:

- 90 – 250 VAC, 50/60 Hz, 500 VA

### Umgebung:

- Indoor
- Arbeitstemperatur 15°C – 35°C
- Lagertemperatur -10°C – 70°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis zu 31°C

