

**HemoSplit**  
LANGZEIT HÄMODIALYSE KATHETER

**Bestellinformationen**

HEMOPLIT® 14,5 F Katheter Sets			
Bestell-Nr.	Beschreibung	Spitze zu Cuff	Spitze zur Bifurkation
<b>Gerade Katheter</b>			
5733150	Standard Set	15 cm	20 cm
5733690	Standard Set	19 cm	24 cm
5733730	Standard Set	23 cm	28 cm
5733270	Standard Set	27 cm	32 cm
5733310	Standard Set	31 cm	36 cm
5733350	Standard Set	35 cm	40 cm
5734420	Standard Set	42 cm	47 cm
<b>ALPHACURVE® Katheter</b>			
5735150	Standard Set	19 cm	24 cm
5735190	Standard Set	24 cm	28 cm
5735230	Standard Set	28 cm	33 cm
5735270	Standard Set	31 cm	36 cm

**Bestellinformationen**

HEMOPLIT® XK 16 F Katheter Sets			
Bestell-Nr.	Beschreibung	Spitze zu Cuff	Spitze zur Bifurkation
<b>Gerader Katheter</b>			
5683690	Standard Set	19 cm	24 cm
5683730	Standard Set	23 cm	28 cm
5683270	Standard Set	27 cm	32 cm
5683310	Standard Set	31 cm	36 cm
5683350	Standard Set	35 cm	40 cm
5684420	Standard Set	42 cm	47 cm
<b>ALPHACURVE® Katheter</b>			
5685150	Standard Set	19 cm	25 cm
5685190	Standard Set	24 cm	29 cm
5685230	Standard Set	28 cm	33 cm
5685270	Standard Set	31 cm	37 cm

**HemoSplit<sup>®</sup>XK**  
LANGZEIT HÄMODIALYSE KATHETER

**BARD**

**C. R. Bard GmbH**  
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100  
www.bard.de

**Bard Medica S.A.**  
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene  
Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30  
www.bard.at

**Bard Medica S.A.**  
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70  
www.crbard.ch

Bard, AirGuard, Alphacurve, HemoSplit und SureCuff sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Copyright © 2010 C. R. Bard GmbH. All rights reserved. BR00700-D (03/2010) BCE  
Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

**HemoSplit**  
LANGZEIT HÄMODIALYSE KATHETER

**HemoSplit<sup>®</sup>XK**  
LANGZEIT HÄMODIALYSE KATHETER

mit **AirGuard**  
Einführhilfe mit Ventil

und **alphacurve**  
VORGEBOGENE KATHETER KONFIGURATIONEN



**BARD**  
ACCESS SYSTEMS

**HemoSplit®**  
LANGZEIT HÄMODIALYSE KATHETER

### Außergewöhnliche Leistung

- CARBOTHANE™ Katheter Material – bietet Festigkeit für Langlebigkeit sowie Weichheit für Flexibilität und Patientenkomfort
- Seitenaugen, 360° angeordnet – reduzieren das Risiko eines Katheterverschlusses durch die Gefäßwand und damit auch einer arteriellen Insuffizienz
- Große Lumen und unlimitedes Spitzendesign – ermöglicht Flussraten bis zu 500 ml/min

### Einfaches Legen

- Außergewöhnliche Knickstabilität – vereinfacht das Legen des Katheters und ermöglicht große Flexibilität bei der Tunnelierung
- Führungsdrahtkanal & Öffnung im Spitzenbereich – ermöglicht das Auffädeln für ein einfaches Platzieren in Seldinger Technik
- Verformbarer Tunneler und steifer Führungsdraht – erleichtern das Legen des Katheters

**HemoSplit® XK**  
LANGZEIT HÄMODIALYSE KATHETER

### Optimierte Leistung bei kritischen Patienten



HEMO SPLIT® XK Katheter bieten identische Vorteile wie der HEMO SPLIT® Katheter mit folgenden Merkmalen:

- 16 F Katheter – ermöglichen Flussraten von bis zu 500 ml/min mit niedrigeren venösen Drücken, als beim 14,5 F HEMO STAR® Katheter
- Verlängerte Lebensdauer – grössere Innenlumen-Flussraten von 500 ml/min, selbst wenn das Lumen zu 15 % vermindert ist

**Air Guard®**  
VALVED INTRODUCER

### Verbesserter Schutz vor Luftembolien und Blutverlust

- Verringerung des Blutverlustes – mehr Sicherheit im Vergleich zu Einführbestecken ohne Ventil




**alphacurve®**  
VORGEBOGENE KATHETER KONFIGURATIONEN


### Neu Größere Flexibilität

Die 225° Kurve der ALPHACURVE® vorgebogenen Katheter ermöglicht 16 mm mehr Justierungsmöglichkeiten der Spitze, als die 180° U Biegung.


ALPHACURVE® vorgebogenes Katheter Design



Konventionelle U-Biegung



- ALPHACURVE® vorgebogenes Katheter Design – bietet grössere Kurvenradien als U-Design vorgebogene Katheter.



\*\* Data on file.

† Darstellung entspricht nicht Originalgrösse.