

magic³[®]
SURE-GRIP™

Hydrophiler Einmalkatheter
aus Silikon

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Bestell-Nr.	Größe [CH]	VE	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
53610G	10	30 Stück*	15.25.14.7054	11136808
53612G	12	30 Stück*	15.25.14.7054	11136814
53614G	14	30 Stück*	15.25.14.7054	11136820
53616G	16	30 Stück*	15.25.14.7054	11136837
53618G	18	30 Stück*	15.25.14.7054	11136843

* einzeln steril verpackt

Weitere Informationen über den **Magic³ SURE-GRIP™ Hydrophilen Einmalkatheter aus Silikon** und andere **BARD®** Produkte erhalten Sie von unserem Außendienst oder unter www.bardurological.com

magic³[®]
SURE-GRIP™

Hydrophiler Einmalkatheter
aus Silikon

Weich. Angenehm. Diskret.
Der einzige Einmalkatheter aus
medizinisch zugelassenem Silikon.



Jetzt Teil der
BARD® Homecare Urologie

C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100
www.bard.de

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene
Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30
www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70
www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren. Bard, Magic3 und Sure-Grip sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum Ihres jeweiligen Herstellers. Copyright © 2015 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO002HC-D (03/2015) DACH

magic³
SURE-GRIP™

Hydrophiler Einmalkatheter
aus Silikon

Haben Sie auf einen Katheter gewartet, den Sie zusammenfalten und in die Tasche stecken können?

MAGIC³ SURE-GRIP™ besteht aus einem **einzigartigen, hydrophilen, medizinisch zugelassenen Silikon**, das weich und flexibel, dabei ausreichend fest und robust ist. Somit ist der Katheter ideal für eine **komfortable und ‚reibunglose‘** Katheterisierung und lässt sich unbegrenzt oft zusammenfalten und diskret transportieren.



Saubere „No-Touch“-Technik

Mit dem SURE-GRIP™ (Greifer) haben Sie mehr Kontrolle, ohne dass Sie die rutschige Oberfläche berühren.

Vier Öffnungen in komfortabler Größe


Für eine optimale Drainage

Glatte, kegelförmige, nahtlose Spitze

Für schonendes Einführen

M³ Technologie

Der dreilagige Aufbau verbindet eine optimale Handhabung mit komfortablen Trageeigenschaften.



Geschmeidige Innenschicht zum leichten Einführen

Feste mittlere Schicht für eine optimale Handhabung

Extraweiche Außenschicht für maximalen Komfort

Reines, steriles Wasser

Sie müssen sich keine Gedanken über sauberes Wasser machen und haben eine sofortige Anfeuchtung.

Medizinisch zugelassenes Silikon

Schadstofffrei und umweltfreundlich. Angepasst an die männliche Anatomie sorgt er für eine schmerzfreie Katheterisierung.



Diskret zusammenfaltbar

Lässt sich unbegrenzt oft zusammenfalten und diskret transportieren.

